



M&M PROTEK
since 2005

Ficha Técnica

Luvas Borracha de Nitrilo Butadieno descartáveis S/Pó (Cx.200) Ref. BDNOF-030VB



Descrição:

- Luva de proteção descartáveis de uso único;
- Ambidextras, dedos retos;
- Borracha de Nitrilo Butadieno (NBR), Cloradas; Sem tratamento;
- Rebordo do punho enrolado/ponta dos dedos texturizada;

Cor: Azul violeta;

Tamanhos:

- XS (5-6) ao XL (9-10);

Armazenamento:

- Prazo de validade de 3 anos (consulte a data de validade indicada na caixa); Mantenha num local fresco, seco e sem pó. Evite guardar em locais com ventilação excessiva ou junto a fotocopiadoras;
- Os iões de cobre causam descoloração das luvas; Proteja as luvas de fontes de luz ultravioleta, como a luz solar, e de agentes oxidantes;
- O armazenamento acima de 30 °C irá causar um envelhecimento acelerado dos materiais e deve ser evitado;

Espessura: (medida com dupla camada)	Dedo: Mín. 0,10 mm	Palma da mão: Mín. 0,10 mm	Punho: Mín. 0,08 mm	
Pó residual: (de acordo com a norma EN 455-3)	≤ 2 mg/luva		Força de rutura: (de acordo com a norma EN 455-2)	Média ≥ 6,0 N (durante o prazo de validade)
Comprimento: (de acordo com a norma EN 455-2)	Média 240 mm		Alongamento: (de acordo com a norma ASTM D6319)	Mín. 500% (antes do envelhecimento) / Mín. 400% (após o envelhecimento)

Normas:

EN 420	EN 374-2: Especificado	EN 374-3: Classe 6
EN 455	Nível 2 - AQL 1,5	Hidróxido de Sódio 40%
ASTM D6319	Nível 3: AQL <0,65 (G1)	
	Nível 2: AQL <1,5 (G1)	
	Nível 1: AQL <4,0 (S4)	



OFI Technologie & Innovation GmbH
Firmensitz: 1030 Wien, Arsenal, Franz-Gril-Strasse 5
T: +43 1 798 16 01 - 0 | office@ofi.at | www.ofi.at

Certificado de Teste

referente ao Relatório de Teste OFI N° 418.522-4 de 2016-11-08

- Encomenda:** Teste de luvas de exame de uso único para efeitos de conformidade com a norma ÖNORM EN 455-1, -2 e -3
- Amostras:** Luvas de exame de uso único
Sempercare velvet
- Receção das Amostras:** 2016-07-11, 2016-10-05
- Testes:** Os testes foram levados a cabo nos diferentes departamentos técnicos da OFI dentro do âmbito de competências dos signatários autorizados de acordo com o manual de gestão de qualidade OFI.

Resultados dos Testes:

Teste	Método de teste	Data do teste	Resultado
Luvas de exame de uso único – Teste de estanqueidade (Nível de Qualidade Aceitável: AQL 1.5)	ÖNORM EN 455-1 (2001)	2016-10-13	Conformidade
Luvas de exame de uso único – Determinação da força de rutura Determinação das dimensões	ÖNORM EN 455-2 (2015)	2016-10-24	Conformidade
Luvas de exame de uso único – Determinação do pó residual	ÖNORM EN 455-3 (2015)	2016-11-08	Conformidade

Os resultados dos testes apenas dizem respeito às amostras analisadas e são referentes às informações detalhadas no Relatório de Teste OFI N° 418.522-4.

[Carimbo: ofi
TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH]

Aprovado por: [Assinatura]
Ing. Wolfgang Hauffe
Diretor,
Fármacos, Dispositivos Médicos e Higiene

Data: 10.11.2016

O presente certificado é composto por 1 página.

Pode ser disponibilizado a terceiros, de forma gratuita ou mediante pagamento, desde que seja fornecido o texto integral e a OFI seja expressamente referida como o autor. Todos os testes aplicados estão sujeitos a um programa de garantia de qualidade de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025:2007.